



Product beschrijving:

ECG EKG-kabelfabrikant Medische siliconenkabel voor vijf afleidingenkabel

Geleider: blank koper, vertind koper, verzilverd koper

Dirigenttype: gestrand

Isolatie: TPEE, FEP, MPPO, TPV, HDPE

Draaien: standaard

Buiten jas: silicone

C kleur: Zwart of grijs, of vanaf verzoek

Pakket: PE-zak voor binnenverpakking, of kantendoos of palletpakket, of rol en spoel of spoel, of volgens vereiste

Certificaat: ISO, CCC, CE, TS

Producteigenschappen:

Bestand tegen koude temperaturen, hitte- en hoge temperaturen, halogeenvrij en vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid; het electrostatische scherm beschermt de afgeschermdde kernen tegen andere electrostatische stoorvelden; Lage lijnverzwakkingen en lage onderlinge capaciteiten maken lange transmissieafstanden en snelle pulsversnelling mogelijk.

Product applicatie:

ECG EKG-kabel wordt gebruikt voor medische apparatuurproducten, ECG EKG medische apparatuur.

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van nieuw, zuiver gegloeid koper, wat zorgt voor goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer professionele kabelfabrikant met geavanceerde productieapparatuur en een strikt kwaliteitscontrolesysteem, waardoor de producten voldoen aan de toegepaste normen en aangepaste vereisten.

Productieapparatuur




Producten Kwaliteitsinspectieapparatuur



3. We hebben meer dan 15 jaar exportervaring en exporteerden producten naar meer dan 60 landen over de hele wereld met een goede reputatie internationallleugen.





4. We bieden onze klanten niet alleen goede producten en goede service, maar proberen ook ons personeel te ontwikkelen en het personeel een goede opleiding, goede werk- en levensomstandigheden te bieden.



5. We zijn ook een bedrijf met een grote sociale verantwoordelijkheid en nemen vaak deel aan activiteiten van algemeen belang, zoals het planten van bomen, activiteiten op het gebied van groene omgeving, het helpen van arme studenten en mensen in moeilijke omstandigheden om hun dromen waar te maken, enz.



Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Plaats uw aanvraaggegevens in het onderstaande vak en klik op 'Neem nu contact op'.